



# DISINFETTANTE ACIDO PERACETICO

DT 040

DT 040 ACTION SISTEM DHP

Disinfettante acido peracetico PMC 18558

SUPERATTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE

**Presidio Medico Chirurgico 18558.**

**Elimina virus, batteri** Gram+ e Gram-, spore, lieviti, muffe, miceli funginei.

Il suo spettro d'azione particolarmente ampio **evita l'impiego alternato** di due o più principi attivi.

Svolge la sua azione liberando ossigeno ed acido acetico, sostanza **facilmente biodegradabile**.

Può essere usato, alle concentrazioni indicate, su tutte le superfici. Indicato per piani di lavoro, attrezzature e macchinari, pavimenti, tanks, sistemi di veicolazione alimenti liquidi, strumenti chirurgici e impianti di depurazione.

La sua elevata biodegradabilità **non provoca danno ai depuratori biologici** e ne consente l'uso anche in prossimità di essi, dove invece altri biocidi non sono utilizzabili.

Indicato nei settori alimentare, farmaceutico, medico ospedaliero e veterinario.

**MODALITA' D'USO:** Per strumentazioni e attrezzature: sciacquare con acqua preferibilmente calda ed immergere in una soluzione al 1-5% (10-50 gr/lt) di prodotto per 10-15 minuti. Sciacquare. Per macchinari: immergere in una soluzione al 1-5% di prodotto o far circolare per 15-20 minuti. Risciacquare. Per superfici sciacquare e spruzzare una soluzione al 1-2% (10-20 gr/lt) di prodotto. Lasciare agire per 10-15 minuti quindi risciacquare.

**AVVERTENZE:** Effettuare il trattamento a temperatura ambiente.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)

Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

**UNI EN ISO 9001**



*Prodotto ad uso professionale*