



Chemical and Pharmaceutical
OFFICINE DI RICERCA E PRODUZIONE

SCATOLA MIX ONORANZE FUNEBRI

MIX043

MIX 043 **TAN BOX** Scatola mix onoranze funebri

Scatola mix composta da:

| | | | |
|----------------|---|----------------|------|
| DT 002 | CRISLOW Detergente per vetri antistatico | bott. lt 1 | 1 pz |
| DT 123C | NECROS Igienizzante strutture cimiteriali | bott. lt 1 | 1 pz |
| DT 163 | CONTROL Controlla odori in bustina | brt 10 bustine | 1 pz |
| DT 340 | CLEANAIR TALCO Sanificante dell'aria - talco | bott. lt 1 | 1 pz |
| SP 078C | ANUBIOS Schiuma spray imprese funebri | bomb. ml 400 | 1 pz |
| SP 084 | ONE TOUCH Sanificante per ambienti chiusi | bomb. ml 200 | 1 pz |
| TA 073 | BIO DEODOR Bio disodorizzante settore funebre | bott. lt 1 | 1 pz |
| VR 069 | SUPER ASSORB Gelificante liquidi organici | brt 500 ml | 1 pz |
| VR 069 | SUPER ASSORB Gelificante liquidi organici | bustina gr 3 | 5 pz |
| ATR 367 | ENERGIC Panno tnt antibatterico trama blu | panno 40x50 | 3 pz |
| ATR 040 | POLY STD 1 Micronizzatore std lt 1 | | 1 pz |
| ATR 210 | POLY PRO 250 Micronizzatore pro ml 250 | | 2 pz |

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001



Prodotto ad uso professionale

TAN BOX

Cod. MIX 43

SCATOLA MIX DI AUSILI CHIMICI PROFESSIONALI DEDICATI ALLE IMPRESE FUNEBRI

TA 073 BIO DEODOR

Preparato liquido biologico ad azione antiodore e sanificante. Elimina totalmente i cattivi odori attaccando e degradando la fonte organica putrefattiva degli odori sgradevoli .

Modalità d'uso

Preparazione della salma: diluire il prodotto dal 10 al 20% nell'apposita bottiglia graduata utilizzando acqua di rete, nebulizzare il liquido sulla salma, superfici e tessuti maleodoranti, lasciare agire qualche secondo ed il cattivo odore scomparirà immediatamente, dopodiché asportare con carta a perdere .

Fuoriuscita cattivi odori dai loculi: asportare la copertura, forare in alto a destra e sinistra la parete in mattoni, nebulizzare abbondantemente il prodotto all'interno .

VR 069 SUPER AXORB

Polveri super assorbenti per uso post-mortem: I liquidi organici defluiti dalla salma all'interno del feretro vengono trasformati in un gel semisolido; Negli gli interventi di recupero salme, risulta indispensabile per l'assorbimento e successivo recupero dei liquidi organici presenti.

Modalità d'uso

Preparazione del feretro: utilizzare la polvere VR069 tal quale sul fondo del feretro, possibilmente nella parte bassa del tronco della salma.

Raccolta di liquidi maleodoranti all'interno del loculo o altre superfici: cospargere il VR069 a spaglio sul liquido da assorbire , attendere la formazione del gel ed asportare .

VR 069 SUPER AXORB (5gr)

Bustine idrosolubili monodose contenenti 5 gr. di polvere super assorbente per uso post-mortem, trasforma il liquido di decomposizione in un gel semisolido, permette di contenere la fuoriuscita di liquidi organici durante la fase di esposizione della salma.

Modalità d'uso:

Inserire la bustina nel fondo nelle cavità orali.

DT 163 CONTROL



Controlla odori in comoda bustina biodegradabile profumata, bustina di polvere fortemente igroscopica, trattiene e blocca l'umidità la quale veicola verso l'esterno le esalazioni maleodoranti presenti nel feretro, la miscela di microrganismi innocui degrada la fonte dei cattivi odori, convertendoli in una piacevole fragranza di arancio-limone.

Modalità d'uso

Preparazione del feretro: posizionare la bustina tal quale, o aperta, sul fondo del feretro, possibilmente nella parte bassa del tronco della salma .

DT 123 C NECROS

Specialità ad effetto igienizzante a base di aldeide glutarica e QAC. La combinazione dei due principi attivi consente di agire efficacemente su tutta la gamma di microrganismi, in particolare batteri, spore batteriche, muffe, lieviti ed alcuni virus. Trova ampia applicazione per le operazioni di bonifica e set-up di tutte le attrezzature venute in contatto di liquidi organici eventualmente contaminanti, contiene/elimina il rischio biologico ovvero, il pericolo di contagio e l'insorgenza di patologie causate dal contatto accidentale con i microrganismi contenuti nei liquidi organici post-mortem.

Dopo avere assorbito i liquidi organici presenti con VR 069 SUPER ASSORB, risulta indispensabile negli interventi di recupero salme, nebulizzato sulle superfici azzerà il rischio biologico per operatori ed utenti dell'area interessata.

Modalità d'uso

Diluire con acqua di rete al 10-20% , nebulizzare su tutte le superfici da sanificare, dove necessita , asportare con carta a perdere o T.N.T.

SP 084 ONE TOUCH

Sanificante per ambienti chiusi: carri e furgoni funebri - camere mortuarie - funeral house – fancoils – condizionatori. Il suo elevato potere battericida lo rende attivo su un'ampia gamma di microrganismi coadiuvato dall'azione dei sali quaternari di ammonio e isopropanolo, agisce come deodorante attivo di ambienti, emanando un gradevole profumo. Non corrosivo, assicura le condizioni di sicurezza igienico-sanitarie.

Modalità d'uso

Far precedere un'accurata pulizia delle superfici, posizionare la bombola in verticale assicurandosi di non ostacolare il getto, azionare la valvola e lasciare agire.

Fancoils e condizionatori: accendere la macchina nebulizzare per alcuni secondi nella parte aspirante, rilasciare il tastino erogatore e riutilizzare in altre occasioni.

DT 002 CRISLOW

Detergente anti impronta lucidante concentrato, combina una specifica azione antistatica a quella detergente. Indicato per il ripristino di tutte le superfici quali: feretri, vetrate, scrivanie, interni inox e non dei carri funebri, pneumatici e fascioni in plastica. Lascia un gradevole profumo di lavanda.

N.B.: non utilizzare sul parabrezza anteriore degli automezzi.

Modalità d'uso



Usare puro o diluito in acqua al 10%, spruzzare sulla superficie da lucidare e stendere con un panno morbido ed asciutto.

DT 340 CLEANAIR TALCO

Sanificante profumato per ambienti. Pregiate essenze naturali caratterizzate da un elevato grado di persistenza garantiscono una lunga durata negli ambienti trattati, l'importante presenza olfattiva conferisce un'aggiunta di professionalità a fine preparazione della salma. La base idroalcolica agisce sui microrganismi con effetto batterioriduttore e sanificante. Non corrosivo, assicura le condizioni di sicurezza igienicosanitarie. Disponibile in varie fragranze (Talco, Muschio, Vaniglia, Doves, The Verde, Pompelmo).

Modalità d'uso

Nebulizzare tal quale negli ambienti interessati, in particolar modo nelle vicinanze del feretro .

SP78 C ANUBIOS

SP 78C ANUBIOS Schiuma spray per imprese funebri, la schiuma compatta permette di aumentare il tempo di contatto sulle parti da trattare favorendone una più accurata pulizia. Elimina sporco, agenti contaminanti e cattivi odori, lasciando un leggero gradevole profumo. Il confezionamento in bomboletta spray ne evita lo spandimento accidentale durante il trasporto e lo rende facilmente disponibile nelle fasi di detersione della salma prima della vestizione . Può essere applicato su ogni superficie che necessita di una sanificazione detergente e disodorizzante e che non richieda l'uso di soluzioni fortemente acquose come : tessuti, superfici lisce, ruvide e porose da bonificare.

Modalità d'uso:

Agitare bene prima dell'uso, spruzzare le zone da trattare ad una distanza di 15-20 cm, passare con un panno fino a completa pulizia. Si consiglia di utilizzare ATR367 , panno usa e getta in fibra mista trattata con binder antibatterico. Grazie alla sua trama a rete raccoglie lo sporco trattenendolo all'interno delle maglie.

ATR 367 ENERIGIC

Panno in fibra mista trattata con binder antibatterico, raccoglie e trattiene lo sporco e sostanze organiche , bloccando la proliferazione dei batteri.

Modalità d'uso

Dopo aver nebulizzato la salma con TA73, utilizzare il panno per l'asciugatura con la conseguente pulizia ed igienizzante del corpo .

IMPORTANTE:

Questa confezione ha lo scopo di dimostrare la bontà della nostra produzione chimico-farmaceutica.

Oltre questi indispensabili ausili, disponiamo di una vastissima gamma di prodotti dedicati all'uso



professionale che l'agente di zona saprà consigliarvi al meglio.

La scatola contiene:

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <i>TA 73 BIO DEODOROR</i> | <i>1 bottiglia da 1 lt</i> |
| <i>DT 123C NECROS</i> | <i>1 bottiglia da 1 lt</i> |
| <i>DT 340 CLEANAIR TALCO</i> | <i>1 bottiglia da 1 lt</i> |
| <i>DT 02 CRISLOW</i> | <i>1 bottiglia da 1 lt</i> |
| <i>SP 084 ONE TOUCH</i> | <i>1 bomboletta da 200 ml. netto</i> |
| <i>DT 163 CONTROL</i> | <i>1 barattolo da 10 bustine</i> |
| <i>VR 69 SUPER AXORB 5gr</i> | <i>1 barattolo da 50 bustine</i> |
| <i>VR 69 SUPER AXORB</i> | <i>1 barattolo da ½ kg</i> |
| <i>SP78C ANUBIOS</i> | <i>1 bomboletta da 400 ml. netto</i> |
| <i>ATR 040 POLY T 1000 ml</i> | <i>1 pz</i> |
| <i>ATR 210 POLY 250 T 250 ml</i> | <i>2 pz</i> |
| <i>ATR 367 ENERGIC</i> | <i>3 fogli</i> |